

Procesamiento de imágenes: Análisis de Mamografías

Diana Cordero

Marzo 2025

1. Introducción

El presente documento describe el análisis de un conjunto de datos de mamografías utilizando herramientas de visión por computadora y aprendizaje automático. Se emplearon las librerías OpenCV, NumPy, scikit-learn, SciPy y Matplotlib para la detección de microcalcificaciones, así como la clasificación de las imágenes según el sistema BI-RADS.

El conjunto de datos utilizado en este análisis fue obtenido a través de Kaggle, y contiene 322 imágenes de mamografías.

2. Mamografías y Clasificación BI-RADS

Las mamografías son estudios de imagen médica utilizados para la detección temprana del cáncer de mama. Estas imágenes permiten identificar anomalías como microcalcificaciones y masas sospechosas.

El sistema BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) es un estándar de clasificación de mamografías desarrollado por el Colegio Americano de Radiología. Sus categorías son:

- **BI-RADS 0:** Evaluación incompleta, se requiere más estudios.
- **BI-RADS 1:** Normal, sin hallazgos sospechosos.
- **BI-RADS 2:** Hallazgos benignos.
- **BI-RADS 3:** Probablemente benigno, seguimiento recomendado.
- **BI-RADS 4:** Sospechoso, se recomienda biopsia.
- **BI-RADS 5:** Alta sospecha de malignidad.
- **BI-RADS 6:** Cáncer confirmado.

3. Metodología

3.1. Preprocesamiento de imágenes

Para aislar la región de interés (mama), se aplicaron los siguientes pasos:

1. **Binarización adaptativa** para resaltar la región deseada.
2. **Operaciones morfológicas** (cierre) para eliminar ruido y conectar regiones disjuntas.
3. **Detección del contorno principal** para identificar los límites de la mama.

Este proceso también permite excluir artefactos periféricos y texto en la imagen.

3.2. Detección de Microcalcificaciones

Se utilizó la Transformada de Hough Circular con los siguientes parámetros optimizados:

- `minRadius = 1`, `maxRadius = 12` (tamaño típico de microcalcificaciones).
- `param2 = 16` (umbral bajo para mayor sensibilidad).

Esta técnica devuelve las coordenadas (x, y) y radios de los círculos detectados.

3.3. Identificación de Agrupaciones Sospechosas

Para identificar clusters espaciales de microcalcificaciones, se aplicó el algoritmo DBSCAN con:

- `eps = 15` (distancia máxima entre microcalcificaciones).
- `min_samples = 3` (mínimo para considerar agrupación).

Se clasifica la imagen como BI-RADS 4/5 si se detectan al menos 5 agrupaciones.

3.4. Generación de Mapa de Densidad

Para visualizar la distribución de microcalcificaciones, se generó un mapa de calor con:

1. Conteo de microcalcificaciones por píxel.
2. Aplicación de un filtro gaussiano con $\sigma = 15$.
3. Normalización en el rango $[0,1]$.

Las zonas rojas en el mapa indican mayor densidad de microcalcificaciones.




Figura 1: Imagen original del dataset.

4. Resultados

Se procesaron un total de 322 imágenes, generando para cada una de ellas:

- La imagen procesada después de la segmentación y detección de microcalcificaciones.
- El mapa de densidad resaltando las regiones con mayor concentración de microcalcificaciones.
- Un reporte final en el que se clasifican las 322 imágenes dentro de las categorías BI-RADS 4/5.

Las figuras 1, 2 y 3 muestran un ejemplo de las imágenes en distintas etapas del análisis.

5. Referencias

- Diccionario de cáncer del NCI. (s. f.). Cancer.gov. <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/bi-rads>
- MIAS Mammography. (2017, 1 noviembre). Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/kmader/mias-mammography>




Figura 2: Imagen después del preprocesamiento.




Figura 3: Imagen con el mapa de densidad de microcalcificaciones.